



KNIEORTHESE
aus Carbonfaser und Titan



- Teilflexible Ober- und Unterschenkelschalen.** Mit nur 1,5 mm dünnen Schalen in Sandwichbauweise.
- Verwindungssteife, rutschfreie Carbonfaserkonstruktion.** Stabilisiert das Gelenk dort, wo es das Knie braucht.
- Optimale anatomische Passform.** Sorgt für perfekten Tragekomfort.
- Polyzentrische Gelenkschienen aus Titan.** Flach, leicht und extrem stabil.
- Flexions- und Extensionsbegrenzungen.** Flexibel einstellbar.
- Gegenläufiges Sicherheits-Verschluss-System.** Damit die K-COM Knieorthese rutschfest sitzt ohne unnötig aufzutragen.
- Extrem leicht, trotzdem stabil.** Bei minimalem Gewicht wird das Kniegelenk maximal stabilisiert.

Verordnungsfähig

Indikationen:

- Vordere Kreuzbandverletzung
- Hintere Kreuzbandverletzung
- Verletzung der Seitenbänder und Menisken
- Komplexe Knie-Instabilitäten
- Knorpelschäden und Arthrose
- X- und O-Beinfehlstellung



Sie finden uns in den Arcus-Kliniken
Öffnungszeiten: Mo - Do 8 - 18 Uhr, Fr 8 - 14 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung!

P Parkplätze direkt vor dem Haus

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <p>ORTHOPÄDIE
TECHNIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orthopädie-Schuh-Technik - Einlagen-Technik - Bandagen-Technik - Rumpforthesen-Technik - Prothesen-Technik - Orthesen-Technik - Knieorthesen-Technik - Sport-Orthopädie | <p>REHABILITATION
& THERAPIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambulante Rehabilitation - Physiotherapie - Ergotherapie - Medizinische Trainingstherapie - Rehasport - Nachsorge - Bewegungsbad | <p>MEDICAL FITNESS
& GESUNDHEIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medical Fitness - Gesundheitskurse - Aqua Fitness - Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungsdiagnostik & Trainingsplanung - Wellnessmassagen | <p>SPORT
PROTECTION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung - Protektion & Prävention - Motobike - Eishockey - Ski - Ballsport - Bike - Behindertensport |
|---|--|---|--|

Filiale Pforzheim



Wir leben Gesundheit.




ORTEMA GmbH · Orthopädie-Technik & Sanitätshaus
Rastatter Str. 17-19 · 75179 Pforzheim · Tel. 07231 - 139 66 67
Fax 07231 - 139 66 84 · pforzheim@ortema.de

www.ortema.de



**Orthopädie - Technik
& Sanitätshaus**



Schuh- und Einlagen-Technik

- Orthopädische Maßeinlagen
- Orthopädische Maßschuhe
- Korrektur des Gangbildes



Rumpforthesen-Technik

- Individueller Korsettbau
- Skoliotherapie
- Wirbelsäulenkorrektur



Bandagen-Technik

- Innovative Bandagentechnologie
- Sportbandagen
- Entlastung und Stabilisierung



Orthesen-Technik

- Orthesen für alle Extremitäten
- Verbesserung der Funktion
- Einsatzspezifisch und individuell



Prothesen-Technik

- Arm- und Beinprothesen
- Gangschule und Ergotherapie
- Neueste Technologie



Kompressions-Therapie

- Thrombose-Therapie
- Venöse Insuffizienz
- Behandlung von Narben

Unser Pforzheimer Team garantiert eine hochqualifizierte Versorgung

ORTEMA ist fachlich direkt mit den Arcus Kliniken Pforzheim sowie etlichen orthopädischen Facharztpraxen und niedergelassenen Mediznern verbunden. Dieses Modell der vertrauensvollen Zusammenarbeit ist nahezu einmalig und hat sich über die Jahre bewährt.

Sport-Orthopädie: „Return to Sports“



Gebündeltes Wissen und jahrelange Erfahrung ermöglichen eine umfassende und sportart-spezifische Versorgung. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Spezialisten aus der Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin findet medizinisches Wissen und technisches Know-how zusammen. Daraus resultieren Orthesen, Sportbandagen und Protektoren, die der

Sportler kaum spürt, die aber maximalen Schutz bieten und die Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Die Kunden profitieren dabei von einem interdisziplinären Netzwerk aus Ärzten, Physiotherapeuten, Technikern und Trainern. Kein Wunder, dass zahlreiche Spitzensportler, Spieler internationaler Topmannschaften und unterschiedlicher Nationalteams seit Jahren auf die Unterstützung und Betreuung von ORTEMA vertrauen.



Gehört zu den Kernkompetenzen der Filiale Pforzheim: die Anpassung der individuell gefertigten K-COM Knieorthese nach Gipsabdruck sowie von vorkonfektionierten Modellen.

Großes Versorgungsspektrum

Wir bieten in unserer Filiale Pforzheim ein breites Spektrum von konfektionierten sowie auch individuell gefertigten Produkten in den Bereichen Orthopädie-Technik und Sport Protection an.



Lumbalorthese



ORTHO-MAX Jacket
Protektorenjacke



Kompressionsbehandlung von
Narben und nach Verbrennungen